


“龙卷风”——粉体粒度分析 干法分散的最佳方案



LS 13 320激光粒度分析仪



Tornado
干法分散系统

- 光纤连接固体光源
- 检测器达132枚
- 采用独家首创的“双向快速流动”
(龙卷风)干法分散技术
- 更强劲的剪切力，更佳的颗粒分散度
- 无需空气压缩机
- 全面跨越因高压喷射气流而导致颗粒
破碎的障碍
- “船坞式”切换系统
- 全自动样品处理
- 实时全自动调节送样速度
- 分析过程一次完成

欢迎访问我公司网站www.beckmancoulter.com.cn，详细情况请致电或垂询如下地区办事处/代表处：

贝克曼库尔特香港有限公司
电话：(852)-2814 7431, 2814 0481
传真：(852)-2873 4511

贝克曼库尔特实验系统(苏州)有限公司
电话：(86)-512-6742 5505
传真：(86)-512-6742 1069

美国贝克曼库尔特有限公司上海代表处
贝克曼库尔特商贸(中国)有限公司
电话：(86)-21-6875 8899
传真：(86)-21-6875 3688

电邮：beckmancoulter_hk@beckman.com
网址：www.beckmancoulter.com
www.beckmancoulter.com.cn

美国贝克曼库尔特有限公司北京办事处
电话：(86)-10-6515 6028
传真：(86)-10-6515 6025

美国贝克曼库尔特有限公司福州代表处
电话：(86)-591-8787 9311
传真：(86)-591-8787 9303

美国贝克曼库尔特有限公司广州代表处
电话：(86)-20-8384 9534
传真：(86)-20-8384 9561